

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ifn-Gamma Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01579

Numero articolo: CM0011050



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IFN-gamma validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva l'IFN-gamma umano, una citochina chiave nelle risposte immunitarie antimicrobiche, antivirali e antitumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio IFN-gamma
Note/Alias	IFG; IFI; IMD69
Specie	Umano
GeneID (umano)	3458
GeneID	3458
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-166 dell'IFN-gamma umano (NP_000610.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01579
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio