

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ifn Gamma Per Wb, Elisa - P01579

Numero articolo: CM0017179



introduzione

Offerto per WB ed ELISA, questo anticorpo policlonale di coniglio è diretto contro l'IFN gamma umano, una citochina chiave nell'immunità antimicrobica e antitumorale, supportando applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IFN gamma Rabbit pAb
Note/Alias	IFG; IFI; IMD69; IFN gamma
Specie	Uomo
GeneID	3458 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-166 dell'IFN gamma umano (NP_997468.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P01579
Peso della proteina	19 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante