

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ifna10 Per Wb, Elisa - P01566

Numero articolo: CM0024125

### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro l'interferone alfa-10 umano (IFNA10). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Ideale per la ricerca antivirale e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | IFNA10 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Osservazioni/Alias  | IFN-alphaC; IFNA10                                                                                                               |
| Specie              | Umano                                                                                                                            |
| GenelD (umano)      | 3446                                                                                                                             |
| GenelD              | 3446                                                                                                                             |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-100 dell'IFNA10 umano (NP_002162.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reattività crociata | Ratto                                                                                                                            |
| SWISS               | P01566                                                                                                                           |
| Peso proteico       | 22kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                               |