


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ifnar1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17181

Numero articolo: CM0023341



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'IFNAR1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dell'interferone di tipo I.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	IFNAR1 Rabbit pAb
Note/Alias	AVP; IFRC; IFNAR; IFNBR; IMD106; IFN-alpha-REC; IFNAR1
Specie	Umano
ID Gene	3454
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 470-557 dell'IFNAR1 umano (NP_000620.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17181
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio