

Anticorpo Monoclonale Anti-Ifngr1 Per Wb, Elisa - P15260

Numero articolo: CM0002110



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega a IFNGR1 umano (CD119), validato per Western blot e ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dell'interferone gamma e delle risposte immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] IFNGR1 Rabbit mAb
Note/Alias	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; R1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3459
Gene ID	3459
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 270-489 di IFNGR1 umano (NP_000407.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P15260
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio