

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ifngr1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P15260

Numero articolo: CM0002065



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia IFNGR1 umano (CD119). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione dell'interferone gamma e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IFNGR1 Rabbit mAb
Note/Alias	CD119, IFNGR, IMD27A, IMD27B, IFNGR1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3459
ID gene	3459
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 390-489 di IFNGR1 umano (P15260)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P15260
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio