

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ifngr1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15260

Numero articolo: CM0027274



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IFNGR1, validato per WB, IHC-P, ELISA in campioni di uomo, topo e ratto. Facilita la ricerca sulla segnalazione dell'interferone gamma e le vie di risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IFNGR1 Rabbit pAb
Note/Alias	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; IFNGR1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3459
GeneID	3459
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 270-489 di IFNGR1 umano (NP_000407.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P15260
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio