

Anticorpo Policlonale Anti-Ifngr2 Per Wb E Elisa - P38484

Numero articolo: CM0027036



introduzione

Questo anticorpo policlonale coniglio anti-IFNGR2 è progettato per applicazioni di Western blotting (WB) ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto, facilitando gli studi sulla segnalazione dell'interferone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	IFNGR2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AF-1; IFGR2; IMD28; IFNGT1; IFNGR2
Specie	Umano
Gene ID (umano)	3460
Gene ID	3460
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 238-337 di IFNGR2 umano (NP_005525.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P38484
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio