

Anticorpo Policlonale Anti-Ifngr2 Per Wb, Elisa - P38484

Numero articolo: CM0016716



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio riconosce l'IFNGR2 umano (interferone gamma recettore 2), validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dell'interferone gamma e della funzione del recettore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IFNGR2 pAb di coniglio
Note/Alias	AF-1, IFGR2, IMD28, IFNGT1, IFNGR2
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	3460
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 221-322 dell'IFNGR2 umano (NP_005525.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P38484
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio