

Anticorpo Policlonale Anti-Ifnl1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lu54

Numero articolo: CM0025975



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'IFNL1 umano (IL-29), validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca antivirale e immunomodulatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IFNL1 Rabbit pAb
Note/Alias	IL29; IL-29; IFNL1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	282618
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-200 dell'IFNL1 umano (NP_742152.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IU54
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio