


## Anticorpo Policlonale Anti-Ifnl3 Per Ihc-P E Elisa - Q8Izi9

Numero articolo: CM0015496



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia IFNL3 umano (IL-28B/IL-28C), validato per IHC-P e ELISA e con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare la difesa antivirale mediata dall'interferone di tipo III nei tessuti epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | IFNL3 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Annotazioni/Alias   | IL28B; IL28C; IL-28B; IL-28C; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IFNL3                                                              |
| Specie              | Uomo                                                                                                                         |
| GeneID (Uomo)       | 282617                                                                                                                       |
| GeneID              | 282617                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-196 di IFNL3 umano (NP_742151.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS               | Q8Izi9                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 22kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                            |