

Anticorpo Policlonale Anti-Ifnl3 Per Wb & Elisa - Q8Izi9

Numero articolo: CM0027953



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro IFNL3 umano (IL28B/IL28C). Convalidato per Western blot e ELISA, con reattività incrociata verso uomo e topo. Per la ricerca antivirale e immunomodulatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IFNL3 Rabbit pAb
Note / Alias	IL28B; IL28C; IL-28B; IL-28C; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IFNL3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	282617
GeneID	282617
Immunogeno	Peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 1-100 di IFNL3 umano (NP_742151.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8IZI9
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio