

Anti-Ifnlr1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q8lu57

Numero articolo: CM0016960



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-IFNLR1 di alta qualità convalidato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per lo studio della difesa antivirale e della segnalazione JAK/STAT nelle cellule epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IFNLR1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	IFNLR; LICR2; IL28RA; CRF2/12; IL-28R1; IFNLR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	163702
GeneID	163702
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-228 dell'IFNLR1 umano (NP_734464.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IU57
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio