

Anticorpo Policlonale Anti-Ifrd1 Per Wb, Elisa - 000458

Numero articolo: CM0018482

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IFRD1 umano (PC4/TIS7). Validato per Western blot (WB) ed ELISA, con reattività crociata in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione del fattore di crescita nervoso (NGF) e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IFRD1 Rabbit pAb
Note/Alias	PC4; TIS7; IFRD1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3475
GeneID	3475
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di IFRD1 umano (NP_001541.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
Peso della proteina	50 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante