

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ifrd1 Per Wb, Elisa - 000458

Numero articolo: CM0029723

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IFRD1 umano (PC4/TIS7) per Western blot ed ELISA. Mostra cross-reattività con topo e ratto. Ideale per studiare la differenziazione mediata da NGF e la regolazione dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IFRD1 Rabbit pAb
Note/Alias	PC4; TIS7; IFRD1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3475
ID Gene	3475
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00458
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio