

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ift57 Per Wb, Elisa - Q9Nwb7

Numero articolo: CM0024721

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IFT57 umano (HIPPI, OFD18) validato per WB ed ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Adatto per la ricerca sui cigli e sulla segnalazione hedgehog.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IFT57 Rabbit pAb
Note/Alias	HIPPI; OFD18; MHS4R2; ESRRBL1; IFT57
Specie	Umano
ID Gene	55081
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-429 di IFT57 umano (NP_060480.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NWB7
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio