

Anticorpo Policlonale Anti-Ift74 Per Wb, Elisa - Q96Lb3

Numero articolo: CM0017492

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio omologo alla proteina 74 del trasporto intraflagellare (IFT74) convalidato per WB ed ELISA, reattivo con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla ciliogenesi e la flagellogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IFT74 pAb coniglio
Note/Alias	CMG1; BBS22; CCDC2; CMG-1; JBTS40; SPGF58; IFT74
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	80173
Gene ID	80173
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-372 dell'IFT74 umano (NP_001092694.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q96LB3
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio