

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ift81 Per Wb, Elisa - Q8Wya0

Numero articolo: CM0028351

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a IFT81 umano (CDV1), validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Progettato per la ricerca sul complesso B di ciglia/IFT e sulla segnalazione SHH. SWISS Q8WYA0.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IFT81 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DV1; CDV1; CDV-1; CDV1R; CDV-1R; SRTD19; IFT81
Specie	Umano
GenelD	28981
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 550-676 di IFT81 umano (NP_054774.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WYA0
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio