

Anticorpo Monoclonale Anti-Ift88 Per Wb, Elisa - Q13099

Numero articolo: CM0003869

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting IFT88 umano, validato per WB ed ELISA con cross-reattività verso umano, topolino e ratto. Ideale per lo studio della biogenesi del ciglio primario e dell'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IFT88 Coniglio mAb
Note/Alias	DAF19; TG737; TTC10; hTg737; D13S1056E; IFT88
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8100
GeneID	8100
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 534-833 di IFT88 umano. (NP_783195.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topolino, Ratto
SWISS	Q13099
Peso Proteico	93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio