

Anticorpo Policlonale Anti-Ift88 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13099

Numero articolo: CM0013206

introduzione

Anticorpo policlonale IFT88 di coniglio validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulle ciglia e sull'autofagia. (SWISS: Q13099)

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IFT88 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DAF19; TG737; TTC10; hTg737; D13S1056E; IFT88
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8100
GeneID	8100
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 534-833 di IFT88 umano (NP_783195.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q13099
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio