


Anticorpo Policlonale Anti-Igf1 Per Wb - P05019

Numero articolo: CM0020987



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'IGF1 umano (fattore di crescita insulino-simile I) per Western blot. Reagisce con topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione dei fattori di crescita, dell'apoptosi e dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	IGF1 pAb di coniglio
Note/alias	IGF; MGF; IGF1; IGF-I; IGF1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3479
GeneID	3479
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 65-165 dell'IGF1 umano (NP_000609.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P05019
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio