


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Igf1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05019

Numero articolo: CM0017281



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega all'IGF1 umano (fattore di crescita insulino-simile 1), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con l'IGF1 di topo. Ideale per studi sulla segnalazione dei fattori di crescita, sul metabolismo e sulla ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IGF1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IGF; MGF; IGFI; IGF-I; IGF1
Specie	Umano
GeneID	3479
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 50-150 dell'IGF1 umano (NP_000609.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P05019
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio