


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Igf1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05019

Numero articolo: CM0017250



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro IGF1 umano per Western blot, immunoistochimica ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Applicabile nella ricerca sulla segnalazione dei fattori di crescita, sul metabolismo e sulle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche del Prodotto	Dettagli
Nome del Prodotto	IGF1 Rabbit pAb
Note/Alias	IGF; MGF; IGF1; IGF-I; IGF1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3479
GeneID	3479
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di IGF1 umano (NP_000609.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05019
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio