

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Igf1R Per Wb, Elisa - P08069

Numero articolo: CM0018374



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'IGF1R umano (CD221/IGFIR). Convalidato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione IGF, la biologia del cancro e la proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] IGF1R Rabbit pAb
Note/Alias	IGFR; CD221; IGFIR; JTK13; 1R
Specie	Umana
GeneID	3480
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1201-1367 dell'IGF1R umano (NP_000866.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08069
Peso proteico	155kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio