


## Anticorpo Policlonale Anti-Igf2 Di Coniglio Per If/Icc - P01344

Numero articolo: CM0023642



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'IGF2 umano, adatto per IF/ICC. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla crescita fetale, il metabolismo glucidico e la differenziazione tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Specifica                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | IGF2 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Note / Alias        | IGF2; C11orf43; GRDF; IGF-II; PP9974; insulin like growth factor 2                                                                   |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                 |
| GeneID (Uomo)       | 3481                                                                                                                                 |
| GeneID              | 3481                                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Peptide sintetico   Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-180 dell'IGF2 umano (P01344). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                |
| Applicazione        | IF/ICC                                                                                                                               |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                    |
| SWISS               | P01344                                                                                                                               |
| Peso proteico       | 20kDa/26kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                |