


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Igf2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01344

Numero articolo: CM0021502



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-IGF2 convalidato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, con reattività crociata per campioni di origine umana, mouse e ratto. L'immunogeno ricombinante garantisce una rilevazione affidabile del fattore di crescita insulino-simile II negli studi sulla crescita fetale, il metabolismo e la differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IGF2 Rabbit pAb
Note/Alias	GRDF; SRS3; IGF-II; PP9974; C11orf43; IGF2
Specie	Umana
GenelD (Umano)	3481
GenelD	3481
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-180 della IGF2 umana (NP_000603.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	P01344
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio