

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Igf2Bp1/Imp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzi8

Numero articolo: CM0017540



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio IGF2BP1/IMP1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva IGF2BP1 umano, murino e di ratto; ideale per la ricerca sulla biologia dell'RNA, sul cancro e sul neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IGF2BP1/IMP1 pAb di coniglio
Note/alias	IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1; IGF2BP1/IMP1
Specie	Umana
ID del gene (umano)	10642
ID del gene	10642
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 478-577 di IGF2BP1/IMP1 umano (NP_006537.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NZI8
Peso della proteina	63 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante