


Anticorpo Monoclonale Anti-Igf2Bp2/Imp2 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y6M1

Numero articolo: CM0004970



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IGF2BP2/IMP2 per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce con l'IGF2BP2/IMP2 umano (66/62 kDa), una proteina legante l'RNA che regola la stabilità e il trasporto dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IGF2BP2/IMP2
Note/Alias	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10644
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-595 dell'IGF2BP2/IMP2 umano (NP_001007226.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9Y6M1
Peso proteico	66 kDa/62 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio