


Anticorpo Policlonale Anti-Igf2Bp2/Imp2 Per If/Icc, Elisa - Q9Y6M1

Numero articolo: CM0013165



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio bersaglia l'IGF2BP2/IMP2 umano (conosciuto anche come IMP-2, VICKZ2), validato per IF/ICC e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Studia la sua funzione nel trasporto di mRNA e nel controllo della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IGF2BP2/IMP2 Rabbit pAb
Note/Alias	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Specie	Uomo
GeneID	10644 (Uomo)
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-599 dell'IGF2BP2/IMP2 umano (NP_006539.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6M1
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio