


Anticorpo Policlonale Anti-Igf2Bp2/Imp2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6M1

Numero articolo: CM0026239



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro IGF2BP2/IMP2, una proteina chiave legante l'RNA coinvolta nel trasporto e nella stabilità degli mRNA. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo. Ideale per la ricerca sul cancro e lo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IGF2BP2/IMP2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10644
GeneID	10644
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-599 della proteina IGF2BP2/IMP2 umana (NP_006539.3).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9Y6M1
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio