


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Igf2Bp2/Imp2 Per Wb, If, Elisa - Q9Y6M1

Numero articolo: CM0022859



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IGF2BP2/IMP2 umano. Validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reattività crociata con topo e ratto. Rileva una proteina di ~66kDa coinvolta nella stabilità e nel trasporto dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	IGF2BP2/IMP2 Rabbit pAb
Note/Alias	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Specie	Umano
GeneID	10644
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 330-599 di IGF2BP2/IMP2 umano (NP_006539.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6M1
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio