


Anticorpo Policlonale Anti-Igf2Bp3 Per Wb, Elisa - 000425

Numero articolo: CM0028782



introduzione

IGF2BP3 Rabbit pAb per WB, ELISA. Validato in Umano, Topo, Ratto. Bersaglia la proteina legante l'mRNA del fattore di crescita insulino-simile 2 (IMP3/KOC). Ideale per la ricerca sul cancro e studi di biologia dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IGF2BP3 Rabbit pAb
Note/Alisi	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3
Specie	Umano
GeneID	10643
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di IGF2BP3 umano (NP_006538.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	000425
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio