


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Igf2Bp3/Imp3 Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - O00425

Numero articolo: CM0006563



### introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro IGF2BP3/IMP3 umano, validato per WB, IP, IF-P, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e sulle proteine leganti l'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | IGF2BP3/IMP3 Rabbit mAb                                                                                                               |
| Note/Alias          | KOC; CT98; IMP3; KOC1; IMP-3; VICKZ3; IGF2BP3/IMP3                                                                                    |
| Specie              | Umana                                                                                                                                 |
| GeneID (Umano)      | 10643                                                                                                                                 |
| GeneID              | 10643                                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-579 di IGF2BP3/IMP3 umano (NP_006538.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                     |
| SWISS               | O00425                                                                                                                                |
| Peso proteico       | 64 kDa                                                                                                                                |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                 |