


Anticorpo Policlonale Anti-Igfals Per Wb, Elisa - P35858

Numero articolo: CM0013889



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-IGFALS umano validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. IGFALS, una proteina plasmatica secreta, regola la biodisponibilità di IGF tramite la formazione di complessi ternari. Ideale per lo studio delle interazioni proteiche e dell'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IGFALS Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ALS; ACLSD; IGFALS
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3483
GenelD	3483
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 396-605 di IGFALS umano (NP_004961.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P35858
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio