

Anticorpo Monoclonale Anti-Igfbp1 Per Wb, Elisa - P08833

Numero articolo: CM0002865



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro IGFBP1 umano, adatto per Western blot ed ELISA. IGFBP1 regola la biodisponibilità di IGF e la migrazione cellulare; utile per la ricerca sui fattori di crescita e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IGFBP1 Anticorpo monoclonale di coniglio (mAb)
Note/Alias	AFBP, IBP1, PP12, IGF-BP25, hIGFBP-1, IGFBP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3484
GeneID	3484
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 160-259 di IGFBP1 umano (P08833).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P08833
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio