

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Igfbp1 Per Wb, Elisa - P08833

Numero articolo: CM0017045



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio IGFBP1 è un anticorpo policlonale diretto contro la proteina 1 legante il fattore di crescita insulino-simile umano, validato per Western blot ed ELISA. Adatto alla ricerca sulla segnalazione IGF, sulla migrazione cellulare e sulla regolazione dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio IGFBP1
Note/alias	AFBP; IBP1; PP12; IGF-BP25; hIGFBP-1; IGFBP1
Specie	Umana
GeneID (umano)	3484
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-250 di IGFBP1 umano (NP_000587.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P08833
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante