


Anticorpo Monoclonale Anti-Igfbp2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P18065

Numero articolo: CM0009546



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro IGFBP2 umano. Validato per WB, IHC-P ed ELISA. Utile per la ricerca sul legame del fattore di crescita insulino-simile, sulla migrazione cellulare e sull'apoptosi mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IGFBP2
Note/alias	IBP2; IGF-BP53; IGFBP2
Specie	Umano
ID del gene	3485
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 226-325 di IGFBP2 umano (P18065)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P18065
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante