


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Igfbp2 Per Wb E Elisa - P18065

Numero articolo: CM0018020



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting IGFBP2 umano, per WB e ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Riconosce una proteina di ~35 kDa. Ideale per investigare la proliferazione, la differenziazione e la migrazione mediata da IGF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IGFBP2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IBP2; IGF-BP53; IGFBP2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3485
Gene ID	3485
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 dell'IGFBP2 umano (NP_000588.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P18065
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio