


Anticorpo Policlonale Anti-Igfbp3 Di Coniglio Per Wb E Elisa - P17936

Numero articolo: CM0016439



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting IGFBP3 umano, validato per Western blot e ELISA. Rileva una banda a 32 kDa e presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione IGF e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IGFBP3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IBP3; BP-53; IGFBP3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3486
ID Gene	3486
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 100-200 di IGFBP3 umano (NP_000589.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17936
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio