

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Igfbp3 Per Wb Ed Elisa - P47878

Numero articolo: CM0029803

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IGFBP3 di topo, validato per WB ed ELISA. Rileva IGFBP3 di topo e ratto. Adatto per studi sull'apoptosi e sulla segnalazione IGF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IGFBP3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IGFBP-3; IGfbp3
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3486
GeneID	16009
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-292 di IGFBP3 di topo (NP_032369.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P47878
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio