

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Igfbp4 Per Wb, Elisa - P22692

Numero articolo: CM0015630



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-IGFBP4 validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della biodisponibilità di IGF e della regolazione della crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IGFBP4 Rabbit pAb
Note/Alias	BP-4; IBP4; IGFBP-4; HT29-IGFBP; IGFBP4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3487
GeneID	3487
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 178-258 della IGFBP4 umana (NP_001543.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P22692
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio