

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Igfbp4 - P22692

Numero articolo: CM0020386



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IGFBP4 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva IGFBP4 in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per lo studio della segnalazione IGF e della regolazione della crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio IGFBP4
Osservazioni/Alias	BP-4; IBP4; IGFBP-4; HT29-IGFBP; IGFBP4
Specie	Umano
ID Gene	3487
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-258 di IGFBP4 umano (NP_001543.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22692
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio