

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Igfbp7 Per Wb, Elisa - Q16270

Numero articolo: CM0016916



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IGFBP7 umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce IGFBP7 di topo e ratto. Ideale per studiare il legame dei fattori di crescita insulino-simili, l'adesione cellulare e l'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-IGFBP7
Note/Alias	AGM; PSF; TAF; FSTL2; IBP-7; MAC25; IGFBP-7; RAMSVPS; IGFBP-7v; IGFBPRP1; IGFBP7
Specie	Umano
GeneID (umano)	3490
GeneID	3490
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-282 di IGFBP7 umano (NP_001544.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q16270
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio