

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Igfbpl1 Per Wb, Elisa - Q8Wx77

Numero articolo: CM0023200



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce IGFBPL1 umano (IGFBP-rP4). Validato in WB ed ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione IGF e della soppressione tumorale. 29kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IGFBPL1 Rabbit pAb
Note/Alias	IGFBPRP4; IGFBP-RP4; bA113O24.1; IGFBPL1
Specie	Umano
ID Gene	347252
Immunogeno	Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 di IGFBPL1 umano (NP_001007564.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WX77
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio