


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Igha1 Per Wb, Fc, Elisa - P01876

Numero articolo: CM0027429



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'IGHA1 umano (regione costante della catena pesante IgA1). Validato per WB, FC, ELISA; adatto per la ricerca sulle immunoglobuline e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IGHA1 Rabbit pAb
Note/Alias	IgA1; IGHAI
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	3493
GeneID	3493
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 122-353 dell'IGHA1 umano (P01876)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01876
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio