


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ighd Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01880

Numero articolo: CM0002304



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IGHD validato per WB, IHC-P, ELISA. Mirante alla catena costante delta pesante delle immunoglobuline umane (P01880) per la ricerca sulle cellule B e sull'immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IGHD Coniglio mAb
Specie	Umano
GeneID (umano)	3495
GeneID	3495
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'IGHD umano (P01880).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P01880
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio