


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ighmbp2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P38935

Numero articolo: CM0020902



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IGHMBP2 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'elicasi dell'RNA, sulla biogenesi dei ribosomi e sulle malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IGHMBP2 Rabbit pAb
Note/Alias	HCSA; HMN6; CATF1; CMT2S; SMARD1; SMUBP2; ZFAND7; IGHMBP2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	3508
ID del gene	3508
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 540-720 di IGHMBP2 umano (NP_002171.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P38935
Peso della proteina	109kDa
Spedizione	Borsa refrigerante