

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Igsf3 Per Wb, Elisa - 075054

Numero articolo: CM0016289

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio contro l'IGSF3 umano (EWI-3) è validato per il Western blotting e l'ELISA. Adatto per lo studio dell'espressione del membro 3 della superfamiglia delle immunoglobuline nei tessuti di placenta, rene e polmone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio IGSF3
Note/Alias	V8; LCDD; EWI-3; IGSF3
Specie	Umano
ID Gene	3321
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-562 dell'IGSF3 umano (NP_001007238.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O75054
Peso Proteico	135kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio