

Anti-IgSF6 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb E Elisa - 095976

Numero articolo: CM0017204

introduzione

Anti-IGSF6 Coniglio Anticorpo Policlonale validato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Immunogeno proteina ricombinante che copre gli amminoacidi 1-241. Adatto per la ricerca immunologica sulla proteina DORA/IGSF6.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	IGSF6 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DORA; IGSF6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10261
Gene ID	10261
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-241 di IGSF6 umano (NP_005840.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O959976
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio