

Anticorpo Policlonale Anti-Ihh Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q14623

Numero articolo: CM0024884



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IHH (proteina Indian hedgehog), adatto per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Utile per la ricerca sullo sviluppo di ossa e cartilagine, sulla segnalazione cellulare e su campi correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IHH Rabbit pAb
Note/Alias	BDA1; HHG2; IHH
Specie (Target)	Umano
ID Gene	3549
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 202-411 di IHH umano (NP_002172.2))
Sorgente (Host)	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14623
Peso Molecolare Proteina	45kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio